

## CENTRIFUGAÇÃO DE AMOSTRA RÁPIDA E SEGURA

A Minicentrífuga CENTRY™ 103 é um dispositivo de bancada portátil e fácil de usar, ideal para a separação rápida de partículas de um sobrenadante. Também permite centrifugação rápida de gotas de líquido das paredes dos microtubos.

### Confiável e Segura

A minicentrífuga CENTRY 103 integra vários recursos de segurança: ela para automaticamente após seis minutos de rotação contínua, a abertura da tampa a qualquer momento aciona o freio, um conector tipo pinça prende firmemente o rotor e uma luz vermelha indica quando a energia é ligada.

### Interface Amigável

Graças ao seu design ergonômico, tamanho compacto e controle por bateria opcional, a Minicentrífuga CENTRY 103 pode ser usada em qualquer lugar. As operações rápidas e fáceis de iniciar e terminar são controladas pressionando a tampa.

A Minicentrífuga CENTRY 103 atinge prontamente uma velocidade fixa de 6.000 rpm, sem ajuste.



### Assista a Minicentrífuga CENTRY 103 em ação



Assista o Vídeo

#### CENTRY™ 103 MINICENTRÍFUGA

Descrição	Part Number
CENTRY 103 Minicentrífuga (Plug Universal)	F110736



Encontre mais ferramentas e recursos em [www.gilson.com](http://www.gilson.com).



# centry™

117

## LA ESTABILIDAD DE TEMPERATURA MEJORADA MANTIENE LAS MUESTRAS SEGURAS

Atingindo velocidades de até 13.500 rpm, a microcentrífuga CENTRY™ 117 possui uma tela sensível ao toque fácil de usar, temporizador embutido e com um botão de recuperação de até nove programas de execução personalizados armazenados. Sua tecnologia proprietária de fluxo de ar garante a estabilidade da temperatura, preservando a integridade da amostra em corridas prolongadas. O projeto do rotor acomoda tubos de 1,5 a 2,0 mL ou tiras de PCR.

### CENTRY™ 117 MICROCENTRÍFUGA

Descrição	Part Number
CENTRY 117 Microcentrífuga, 115V, Plugue US	36110200
CENTRY 117 Microcentrífuga, 230V, Plugue EU	36110210
CENTRY 117 Microcentrífuga, 230V, Plugue UK	36110220



# centry™

101

## COM DESENHO ESPECIAL DE ROTOR NÃO HÁ MAIS DERRAMAMENTOS

Com seu rotor basculante de design patenteado, a Centrífuga de Placas CENTRY™ 101 evita que o conteúdo da microplaca derrame, aumentando a confiabilidade de suas reações. A centrífuga com capacidade de duas placas aceita as placas e microplacas PCR mais populares e cabe facilmente em cabines de fluxo laminar e bancadas lotadas.

### CENTRY™ 101 CENTRÍFUGA DE PLACA

Descrição	Part Number
CENTRY 101 Centrífuga de placas, 115V, Plugue US	36117390
CENTRY 101 Centrífuga de placas, 230V, Plugue EU	36117400
CENTRY 101 Centrífuga de placas, 230V, Plugue UK	36117410

