

digital dry bath

SERIES

TEMPERATURA UNIFORME PARA UMA VARIEDADE DE TAMANHOS DE TUBOS

A série de Banho Seco Digital compacto fornece temperaturas precisas para suas amostras usando controles digitais de temperatura e tempo com funcionalidade de calibração integrada, melhorando a confiabilidade e a reprodutibilidade. Os blocos de alumínio (vendidos separadamente) acomodam tubos de 0,5 a 50 mL. Blocos personalizados estão disponíveis.

SÉRIE DE BANHO A SECO DIGITAL					
Banho Seco Digital de 1 Bloco		Banho Seco Digital de 2 Blocos		Banho Seco Digital de 4 Blocos	
Descrição	Part Number	Descrição	Part Number	Descrição	Part Number
Banho Seco Digital Um Bloco, 115V, Plugue US	36110300	Banho Seco Digital Dois blocos 115V, Plugue US	36110400	Banho Seco Digital 4 blocos, 115V, Plugue US	36110500
Banho Seco Digital Um Bloco, 230V, Plugue EU	36110310	Banho Seco Digital Dois blocos, 230V, Plugue EU	36110410	Banho Seco Digital 4 Blocos, 230V, Plugue EU	36110510
Banho Seco Digital Um Bloco, 230V, Plugue UK	36110320	Banho Seco Digital Dois blocos, 230V, Plugue UK	36110420	Banho Seco Digital 4 Blocos, 230V, Plugue UK	36110520



roto-mini

PLUS

ROTADOR DE VELOCIDADE VARIÁVEL FLEXÍVEL PARA VÁRIAS APLICAÇÕES

Com velocidades de 5 a 70 rpm, o rotor de velocidade variável Roto-Mini Plus oferece três modos de mistura operacionais (Mix, Pause e Rock) e acomoda tubos de tamanhos padrão de 0,5 a 50 mL, tornando-o uma adição flexível a qualquer laboratório.

ROTO-MINI PLUS	
Descrição	Part Number
Roto-Mini Plus com porta-tubos, 115V, Plugue US	36110100
Roto-Mini Plus com porta-tubos, 230V, Plugue EU	36110110
Roto-Mini Plus com porta-tubos, 230V, Plugue UK	36110120

