

# digital mini

## INCUBATOR

### CONTROLES DE TEMPERATURA AUTÔNOMOS MELHORAM A PRECISÃO DA INCUBAÇÃO

Usando controles digitais de temperatura, a Mini Incubadora Digital permite que você defina com precisão a temperatura interna sem um termômetro externo.

A incubadora compacta acomoda frascos de 2 L e possui uma tomada universal interna integrada para outras conexões elétricas. Modelos apenas para aquecimento ou aquecimento e refrigeração estão disponíveis.

#### Dois Modelos estão Disponíveis:

- Apenas aquecimento — faixa de temperatura de 5°C acima da temperatura ambiente até 60°C
- Aquecimento e resfriamento - faixa de temperatura de 15°C abaixo da temperatura ambiente até 60°C

MINI INCUBADORA DIGITAL	
Descrição	Part Number
Mini Incubadora Digital, apenas aquecimento 100–230V Plugue US	36110800
Mini Incubadora Digital, apenas aquecimento 100–230V, Plugue EU	36110810
Mini Incubadora Digital, apenas aquecimento 100–230V, Plugue UK	36110820
Mini Incubadora Digital, aquecimento e refrigeração 100–230V, Plugue U	36110840
Mini Incubadora Digital, aquecimento e refrigeração 100–230V, Plugue E	36110850
Mini Incubadora Digital, aquecimento e refrigeração 100–230V, Plugue U	36110860

ACESSÓRIO	
Descrição	Part Number
Prateleira Extra 10.5 x 8"	36117380



\* A temperatura mínima é de aprox. 7°C em temperatura ambiente de 22°C.